

Pipetten Service Auftrags-Formular

Kontaktinformationen

Lieferadresse	Rechnungsadresse
Kunden-Nr.	Kunden-Nr.
Firma	Firma
Abteilung/Geb.	Abteilung/Geb.
Name	Name
Straße	Straße
PLZ/Ort	PLZ/Ort
E-Mail	E-Mail
Telefon	Telefon

Auftragsdaten

Bestellnummer:

Kostenstelle:

Pipetten-Dekontaminationserklärung

Erklärung zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit

Wir möchten unsere Mitarbeiter vor Gefahren durch kontaminierte Geräte schützen.

Mit der Unterschrift bestätigt der Auftraggeber, dass die auf diesem Auftragsformular ausgewiesenen Geräte frei von jeglicher chemischen, bakteriologisches, virologischen und radioaktiven Kontaminationen sind.

Verwendete Medien:

Welche Dekontaminationsmethode wurde verwendet?

Datum, Ort

Name

Unterschrift

Reparaturauftrag

Bitte reparieren Sie das Gerät / die Geräte, ohne weitere Rückfragen

bis 50,00€

bis 100,00€

bitte erstellen Sie für jegliche Reparatur einen Kostenvoranschlag und halten Sie Rücksprache

Für höhere Kosten erhalten Sie selbstverständlich einen Kostenvoranschlag.

Kalibrierpakete im Überblick

	Werkskalibrierungen				
	Quick-Check	Quick-Check Plus	Premium ISO 8655	Premium Plus ISO 8655	GLP-Service
Eingangskalibrierung					✓
Wartung & Innenreinigung		✓		✓	✓
Ausgangskalibrierung	✓	✓	✓	✓	✓
Preis* (Einkanalpipette)	21,00€	25,90€	31,80€	38,80€	68,80€
Preis* (Mehrkanalpipette)	40,60€	45,50€	72,20€	82,00€	155,20€

*Ersatzteile werden gesondert berechnet **Mehrkanalpreise beziehen sich auf 8-Kanalpipetten.

Unverbindliche Preisempfehlung; Unsere Preise verstehen sich netto zzgl. Gesetzl. MwSt.; Es gelten unser Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Kalibrierpakete

	Quick-Check	Quick-Check Plus	Premium ISO 8655	Premium Plus ISO 8655	GLP-Service
Außenreinigung & Desinfektion	✓	✓	✓	✓	✓
Wartung & Innenreinigung		✓		✓	✓
Eingangskalibrierung (3 Prüfvolumen je 10 Messungen)					✓
Justierung & Reparatur (bei Bedarf)	✓	✓	✓	✓	✓
Ausgangskalibrierung	✓ (2 Prüfvolumen je 4 Messungen)	✓ (2 Prüfvolumen je 4 Messungen)	✓ (3 Prüfvolumen je 10 Messungen)	✓ (3 Prüfvolumen je 10 Messungen)	✓ (3 Prüfvolumen je 10 Messungen)
Aktuelle Kalibriemarke	✓	✓	✓	✓	✓
Erläuterung	Zwischenprüfung oder Leistungstest für budgetlimitierte Labore.	Zwischenprüfung oder Leistungstest. Wartung für eine lange Lebensdauer der Pipette.	Kalibrierung gemäß DIN EN ISO 8655	Durchführung gemäß DIN EN ISO 8655. Wartung & Reinigung verhindern Fehlfunktionen im folgenden Nutzungsintervall.	Mit Eingangskalibrierung „as found“. Um den maximalen Messfehler besser abschätzen zu können. Sie erhalten ein Eingangszertifikat sowie ein Ausgangszertifikat.

Ihre Pipetten - Reparatur & Wartung

Bezeichnung	Volumen	Seriennummer	Beschreibung des Defekts	Service Art 5* - oder 10 Tage

*Für den 5-Tage-Service werden pro Pipette 2,50 € Aufpreis berechnet.

Bei weiteren Fragen können Sie unseren Technischen Service jederzeit kontaktieren: 03977-920-369 oder sales@coleparmer.de

Gerne übernehmen wir den Versand Ihrer Pipetten - sprechen Sie uns an!

Vertragsabschluss

Hiermit beauftragen wir den Pipetten-Service nach angegebener Daten für das Kalibrierintervall _____ Monate.

Die Bewertung der Messergebnisse erfolgt nach den Herstellerspezifikationen inkl. ISO 8655.

Datum, Ort	Name	Unterschrift
------------	------	--------------